

Le refroidisseur écologique F250



**Préserve la nature
en économisant l'eau!**



Nouveauté!



Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

Le refroidisseur écologique F250

Le refroidisseur F250 remplace l'utilisation d'eau du réseau dans de nombreuses applications de refroidissement!

L'économie d'eau vous assure un retour sur l'investissement très rapide et préserve la nature.

Grâce à ses performances, le refroidisseur F250 est une solution économique et préserve l'environnement en remplaçant les eaux de refroidissement.

Caractéristiques et avantages

- Méthode de travail respectueuse de la nature avec une faible consommation d'énergie
- Pas d'aération latérale, les appareils peuvent être juxtaposés
- Toute partie pouvant entrer en contact avec le fluide est en inox ou polymère de qualité
- Large écran lumineux avec LED
- Conception compacte, faible encombrement
- Clavier protégé des éclaboussures
- Robinet de vidange
- Remplissage aisé

Données techniques

Julabo Réf.	Modèle Julabo	Domaine de température °C	Constance de température °C	Puissance frigorifique Watt				Puissance de pompe débit / pression l/min bar	Volume de remplissage litres	Dimensions l x p x h cm	Poids net kg	
				+20	+15	+10	+5 °C					
9 620 025	F250	+5 ... +40	±0.5	250	240	220	210	15	0.35	1.7 ... 2.6	24 x 40 x 52	27

JULABO Labortechnik GmbH
Eisenbahnstraße 45
77960 Seelbach
Germany

Tel. +49 (0) 7823 51-0
Fax +49 (0) 7823 24 91
info@julabo.de
www.julabo.de

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY